

DR. BOEHM GmbH

Tizianstr. 33
D-90453 Nürnberg

Telefon: +49 (0)9 11 - 6 32 78 25

Fax: +49 (0)9 11 - 63 53 25

E-Mail: info@Dr-Boehm.de

Internet: www.Dr-Boehm.de

Einteiliges Implantatsystem



Bei dem einteiligen Implantatsystem
wird das Implantat zusammen mit
dem Gingiva-Former eingesetzt.



Nach der Abheilung der Gingiva
wird der Gingiva-Former entfernt.
Der Abdruck kann direkt über das
Implantat erfolgen, oder ...



...der Abdruckpfosten wird auf das
Implantat gesteckt und der Abdruck
erfolgt über den Abdruckpfosten.



Während der Herstellung der Krone
im Labor, verbleibt der Gingiva-Former
auf dem Implantat.
Die Laborarbeiten zur Herstellung
der prothetischen Versorgung erfolgen
ganz konventionell.

