



WELTNEUHEIT

Piezo-Chirurgie-Spitze **PIEZO-TIP** für Implantat-Kavität

- enormer Vorteil gegenüber konservativ chirurgischer Vorgehensweise (Bohrer)
- Knochenbearbeitung ohne Druck
- Schonung des angrenzenden Weichgewebes
- geringeres Verletzungsrisiko von Blutgefäßen und Nerven
- Eignung auch für alle n i c h t rotationssymmetrischen Kavitäten-Querschnitte (z.B. oval, wurzelförmig) Beispiel ROSI® - Implantat



boehm

- Form der Arbeitsspitze entspricht Implantatform
- Geringeres Infektionsrisiko
- Arbeitsspitze mit Innenkühlung und Abflußrillen für erodiertes Knochenmaterial
- Patent Pending

V20120106